

WIE MESSE ICH RICHTIG?



Hunde sind leider (oder auch zum Glück!) nicht quadratisch oder rechteckig. Kein Hund sieht exakt aus wie der andere und quirlig sind sie beim Ausmessen noch obendrein. Also gar nicht so einfach. Deshalb hier ein paar Tipps von uns, wie Sie wo und was am besten für die unterschiedlichen Produkte ausmessen, damit gleich auf Anhieb alles richtig sitzt und paßt.

Am schönsten wäre es, wenn Sie zum Ausmessen ein Rollmaß aus dem Handarbeitsbereich zur Verfügung hätten. Im Notfall tut es aber auch ein Bindfaden, den Sie an der entsprechenden Maßstelle z.B. durch einen Knoten markieren. Sie können danach in Ruhe mit dem Zollstock das Bindfadenmaß ermitteln.

Halsbänder

Eine kleine Entscheidungshilfe dafür, welchen Halsbandtyp Sie ganz persönlich für Ihren Hund auswählen sollten, finden Sie auf den nächsten Seiten. Was jedoch bei allen Halsbandtypen gleich ist, ist die Tatsache, daß der Halsumfang immer wirklich enganliegend gemessen werden muß. Dies gilt ganz besonders für Besitzer von langhaarigen Hunden – hier wird leider nur allzu oft das Fell mitgemessen ... Nur bei enganliegendem Maß können Sie sich darauf verlassen, daß die von uns in der Preisliste angegebenen Maße für die einzelnen Größen hinkommen. Natürlich wollen wir auf keinen Fall, daß Ihr Hund „gewürgt“ wird. Deshalb haben wir die Maße bereits so ermittelt, daß noch 1 Finger breit Platz ist. Gemessen werden sollte mittig am Hals. Bei Rassen wie Labrador etc. übermessen Sie bitte die „Wamme“ (lose Hautfalten am Hals)

ebenfalls enganliegend. Ein zu groß gewähltes Halsband geht schnell verloren oder noch schlimmer: der Hund schlüpft einem durch Panik an einer befahrenen Straße rückwärts raus.

Unser meistverkauftes Halsband ist das Classic Flachzughalsband.

Wir empfehlen dieses Halsband insbesondere für alle kräftigeren Rassen, da es äußerst zugstabil ist und für Ihren Hund sehr bequem sitzt. In einer Notsituation zieht es sich nur ein Stückchen zu. Eben so viel, daß Ihr Hund nicht rausschlüpfen kann. Ideal auch für die Ausbildung in der Hundeschule geeignet!



Enganliegend mittig am Hals messen